

DATE Monday, April 6, 2009

ITEM **330350**

DESCRIPTION **tavolino servitore su ruote con vanity box**

SAMPLE IMAGE



tavolino servitore su ruote piroettanti realizzato con struttura metallica verniciato a polveri epossidiche spessore 90 micron con cottura a forno di 20' a 180/190°c registrabile in altezza da 790 mm a 1050 mm.

piano superiore di appoggio estraibile in laminato stratificato colorato, antimacchia e antigraffio, con alzatina e bordi perimetrali arrotondati e raggiati per contenimento dei liquidi, in materiale plastico costampato con possibilita' di escursione di 200 mm.

dotato di vanity box estraibile, realizzato in materiale plastico atossico e antimacchia, con vano interno diviso in due scomparti con specchio integrato nel coperchio.

il coperchio del vanity box funziona da piano aggiuntivo quando il piano superiore di appoggio viene estratto.

completo di portabottiglie/portariviste a due scomparti alla struttura con posizionamento laterale. supporto portasciugamani.

lavabilita' compatibile con gli attuali sistemi di lavaggio a tunnel e disinfezione ed all'impiego di detergenti alcalini.

dim. mm 600/800 x 420 x 790/1050h.



It is not authorized to copying, however in part, or using of the present drawing. The Company reserves the right to introduce all technical and/or aesthetical modifications deemed necessary to their products without prior notice.

Industrie Guido Malvestio S.p.a. - 35010 Villanova (Padova) Italy - Via Caltana, 121 - Tel. 049/9299511 - Fax 049/9299500 - www.malvestio.it
e-mail: info@malvestio.it - cap. soc. 2.450.000,00 € i.v. - c.c.i.a.a. padova 119204 - reg. imprese, c.f. e p.iva 00197370281